

- Do not immerse animal fibres such as wool or silk due to strong proteolytic action.
 Avoid prolonged contact with stainless steel.
 Warning : The rate of chlorine generation is accelerated in acid conditions.

Disinfection of	Required concentration of available chlorine	DILUTION RATES			Additional instructions
		0.5g tablets	2.5g tablets	5.0g tablets	
Blood Spillage†	10,000 ppm	18 tablets in 0.5l water	7 tablets in 1l water	9 tablets in 2.5l water	Pour over blood Using gloves, wipe up with disinfectant saturated disposable cloth
Pipette jars †	2,500 ppm	9 tablets in 1l water	9 tablets in 5l water	9 tablets in 10l water	Drop tablets into water filled pipette jar. Discard daily
General laboratory/ environmental use†	1,000 ppm	4 tablets in 1l water	4 tablets in 5l water	3.5 tablets in 10l water	Wipe down surfaces with disposable disinfectant saturated cloth
Baby bottles/teats, stainless steel utensils, porcelain, glassware, rubber and plastic tubing	140 ppm	1 tablet in 2l water	1 tablet in 10l water	1 tablet in 20l water	Immerse for 1 hr
Eating utensils and crockery	140 ppm	1 tablet in 2l water	1 tablet in 10l water	1 tablet in 20l water	Rinse for 1-2 mins
Soiled & Infected Linen	140 ppm	1 tablet in 2l water	1 tablet in 10l water	1 tablet in 20l water	Immerse for 1 hr prior to washing
Work surfaces, cupboards, floors, etc	140 ppm	1 tablet in 2l water	1 tablet in 10l water	1 tablet in 20l water	Wash down
Dishcloths, mops, etc	60 ppm	1 tablet in 4.6l (1 gal) water	1 tablet in 23l (5 gals) water	1 tablet in 46l (10 gals) water	Soak to bleach, clean and deodorise

ASP PRESEPT™消毒片使用說明

- 請勿使用於動物性纖維的物件上(如羊毛或絲綢)
 - 請避免長期接觸不銹鋼的物件上
- 警告: 使用時，請勿用於/接觸酸性物質/液體

消毒範圍	需要濃度	開水比例			使用方法
		0.5g/每片	2.5g/每片	5.0g/每片	
血漬污染 (Blood Spillage)	10000 ppm	18片/ 0.5公升水	7片/ 1公升水	9片/ 2.5公升水	戴上手套以抹布沾滿溶液擦拭
吸量瓶 (Pipette jars)	2500 ppm	9片/ 1公升水	9片/ 5公升水	9片/ 10公升水	將吸量瓶放入必殺溶液中，有效期為24小時
實驗室，環境衛生等	1000 ppm	4片/ 1公升水	4片/ 5公升水	3.5片/ 10公升水	以抹布浸濕擦拭表面
奶瓶／蓋，瓷器製品、玻璃製品、橡皮、塑膠製品	140 ppm	2公升水	10公升水	20公升水	浸泡1小時
飲食餐具、陶瓷浴、廁衛生設備	140 ppm	2公升水	10公升水	20公升水	沾濕1-2分鐘
軌綳床單、衣物	140 ppm	2公升水	10公升水	20公升水	清洗前先行浸泡1小時
感染床單或衣物	140 ppm	2公升水	10公升水	20公升水	同上
工作枱、櫥櫃、地板等	140 ppm	2公升水	10公升水	20公升水	擦拭即可
抹布、地拖等	60 ppm	4.6公升水	23公升水	46公升水	浸漬去污、除臭、殺菌一次完成