

“要快速初檢骨質疏鬆症， OSTEOSYS 骨質密度儀是您的不二之選！”

OSTEOSYS – SONOST 3000

超聲波骨質密度儀特點:

- ✓ 採用世衛(WHO) 推薦之超聲波探測, **絕無幅射, 安全可靠。**
- ✓ **特別採用中國人骨質密度資料庫**, 比其他歐美品牌更適合本地使用。
- ✓ **先進設計, 免除舊式注水/油球(water / oil balloons) 之煩惱及無須使用昂貴活化劑(surfactant)。**
- ✓ 產品完全符合 GMP, TÜV, CE 國際標準並取得相關認證。
- ✓ **百分百韓國原廠製造。**
- ✓ **體積輕巧**, 大小跟家用吸塵機相若。
- ✓ **測試程序簡易**, 無需專業技術人員亦能操作。
- ✓ **15 秒極速測量**, 加快檢測時間。
- ✓ **7" TFT 65k 特大彩色觸控屏幕**, 清晰易讀。
- ✓ **內置熱感打印機**, 可即時打印測試結果。
- ✓ **內置 Windows XP Professional embedded ver.**, 可匯出病人記錄到 **USB 硬盤**再以 **MS EXCEL** 整理及分析數據。
- ✓ 特別適合**醫務診所、健康食品及保健製藥商、社區長者中心、復康及體檢中心**使用。
- ✓ 一年原廠保養及**完善之售後服務。**
- ✓ **可安排專人攜機示範操作及講解儀器性能。**
- ✓ 尺寸: 615(L)x293(W)x310(H)(mm)
- ✓ 淨重:12kg; USB 埠: x2
- ✓ 另備基本型號 SONOST 2000 可供選擇。




骨質疏鬆-您要知道

根據最近中文大學賽馬會骨質疏鬆症預防及治療中心之報告, 發現香港長者骨骼健康問題日趨嚴重。報告分析了四千名65歲以上長者的數據, 發現半數女性長者患有骨質疏鬆症, 而男性患者亦有一成。報告更指出, 香港骨質疏鬆症的個案於亞洲至為嚴重。據統計, 香港50歲以上女性, 每三人便有一人患上。估計現時全港有超過40萬名女性及約7萬名男性需要接受骨質疏鬆症藥物治療。由於骨折會持續影響患者日常生活及增加醫療開支, 因此, 定期作骨質密度檢查, 尤其是更年期婦女及長者, 可及早察覺骨骼健康的問題, 從而作出適當之預防或治療, 減低骨折的機會。




“要選擇優質安全可靠之 DEXA 骨質密度儀，
唯有 OSTEOSYS!”



OSTEOSYS – EXA3000

雙能 DEXA 骨質密度儀特點:

- ✓ 特別採用中國人骨質密度資料庫，比其他歐美品牌更適合本地使用。
- ✓ DEXA 雙能、雙位(足踝及前臂)測試，精密準確。
- ✓ 5 秒極速測量，加快檢測時間。
- ✓ 產品完全符合 GMP, TÜV, CE 國際標準並取得相關認證。
- ✓ 百分百韓國原廠制造。
- ✓ 超低輻射劑量，相等於照肺片劑量十分之一。
- ✓ 測試程序輕鬆簡易。
- ✓ 可接駁電腦顯視骨質狀況及打印測試結果。
- ✓ 特別適合醫務診所、科研單位、醫院及體檢中心使用。
- ✓ 資深技術員監督安裝及測試，嚴格確保品質。
- ✓ 一年原廠保養及完善之售後服務。



OSTEOSYS 部份本地客戶包括:

香港特區政府食物及環境衛生署、輝瑞藥廠(Pfizer Corp.)、雀巢奶品(Nestle)、葛蘭素史克藥廠(GSK)、惠氏藥廠(Wyeth)、香港中文大學、東華三院賽馬會復康中心、保良局樂安居長者日間護理中心、ASANA 養生美療中心、必瘦站、PHC 卓紀保健、明醫醫務中心、WorldMed Clinic、仁康醫療乳腺綜合診治中心、護你站...等，信心保證。