



三層玻璃設計, 更有效防止溫度流失
EN 1063, EN 13501-1,
EN 13501-2, EN 356, EN 15600



雙溫度計互相監察, 確保溫度準確無誤

經過消毒的表面陶層, 具有抑菌活性的防腐蝕材料





IEC 61010-1: 2010

IEC 61326-1 : 2013



功能:

- 能在觸控面板上簡單地查閱警報紀錄及溫度紀錄
- 高低溫警報
- 停電警報
- 開門時間超過預設時限警報
- 提醒功能避免用家遺漏查閱警報紀錄
- 可提供免費軟件用以在電腦上查閱紀錄
- 後備電池用以紀錄溫度及提供警報
- 省電模式：可在晚間開啟省電功能，節省用電



- 電子鎖具備開關門紀錄功能
- 具備密碼功能防止未經准許的入侵，例如：未經准許開啟雪櫃門，更改設定，關閉雪櫃電源，刪除紀錄
- 密碼鎖功能亦可查閱更改設定紀錄
- 可儲存最多10年紀錄，可簡單地在觸控螢幕上查閱及在電腦查閱
- SMS 警報收取及回撥功能，可隨時隨地知道雪櫃溫度狀況 (額外購買)